

















KATALOG CZĘŚCI DO MYJNI HYDRIM C61 G4





22-04-2014





www.scican.autoklaw.pl





NR SCICAN	NAZWA	WYGLĄD	UWAGI
01-113277S	Filtr HEPA Filter HEPA		
01-112024S	Włącznik sieciowy Rocker switch		
01-113311S	Wyświetlacz LCD LCD Assembly		
01-113391S	Płytkę sterowania wyświetlaczem LCD LCD Controller C61wd		
01-113284S	Wentylator panelu wyświetlacza LCD Blower C61wd, 5V		
01-113682S	Głośniczek panelu Speaker assembly		






<p>01-11330S</p>	<p>Zawór wody Valve, Inlet</p>		
<p>01-113329S</p>	<p>Wentylator tylnej ściany Fan 24V</p>		
<p>01-113310S</p>	<p>Płytki sterowania wejścia/wyjścia I/O PCB</p>		
<p>01-113266S</p>	<p>Zasilacz Power supply</p>		
<p>01-113322S</p>	<p>Mechanizm zamka drzwi Door latch</p>		
<p>01-113605S</p>	<p>Mikroswitch zamka drzwi Door latch microswitch</p>		
<p>01-113319S</p>	<p>Elektromagnes zamka drzwi Door latch solenoid</p>		


<p>01-113661S</p>	<p>Dolna uszczelka drzwi Door seal</p>		
<p>01-113300S</p>	<p>Uszczelka komory Chamber seal</p>		
<p>01-113286S</p>	<p>Górna część obudowy Top panel</p>		
<p>01-113288S</p>	<p>Lewa część obudowy Left side panel</p>		
<p>01-113290S</p>	<p>Prawa część obudowy Right side panel</p>		
<p>01-113297S</p>	<p>Tyłny panel Back panel</p>		

<p>01-113296S</p>	<p>Panel dolny Bottom panel</p>		
<p>01-113294S</p>	<p>Drzwi Cover stainless door</p>		
<p>01-113298S</p>	<p>Sprężyny drzwi Door spring kit</p>		
<p>01-113307S</p>	<p>Pompa detergentu Chemical pump</p>		
<p>01-113306S</p>	<p>Pompa dozowania Dosing/Bellow pump</p>		
<p>01-113323S</p>	<p>Zbiornik (biały z lewej strony) Reservoir assembly</p>		
<p>01-113310S</p>	<p>Płytki wej./wyj. I/O Board</p>		

<p>01-113265S</p>	<p>Przełącznik ciśnieniowy Pressure switch</p>		
<p>01-113318S</p>	<p>Zbiornik zwrotny Backflow preventer</p>		
<p>01-113273S</p>	<p>Nagrzewnica powietrza Heater air</p>		
<p>01-113324S</p>	<p>Kanał Pionowy Duct, Vertical</p>		

<p>01-113283S</p>	<p>Pompa z elektrozaworem Pump 24V</p>		
<p>01-113335S</p>	<p>Duct, exhaust assembly</p>		
<p>01-113261S</p>	<p>Kabel USB Cable USB</p>		
<p>01-113600S</p>	<p>Górne ramie Top arm fitting</p>		
<p>01-113681S</p>	<p>Czujnik ramienia Proximity sensor</p>		
<p>01-113305S</p>	<p>Pompa cyrkulacyjna Pump circulation</p>		
<p>01-113272S</p>	<p>Grzałka Heater -sump kit.</p>		

<p>01-113303S</p>	<p>Pompa odpływu Drain pump</p>		
<p>01-113271S</p>	<p>Czujnik temperatury Temperature sensor</p>		
<p>01-113285S</p>	<p>Dmuchała Blower 24V</p>		
<p>01-113325S</p>	<p>Zbiornik na sól, zmiękczacza wody Softener assembly</p>		
<p>01-113321S</p>	<p>Nakrętka zmiękczacza Cap Softener</p>		
<p>01-110505S</p>	<p>Gniazdo zasilania z filtrem Line filter 20A</p>		

01-113259S	Kabel Internetu Cable Ethernet		
01-113260S	Kabel USB Cable USB		
01-113394S	Zawór zwrotny Check valve		

tel. 68 416 16 11

serwis@medbit.pl

www.scican.autoklaw.pl